


GEROtherm[®] PUSH-FIX - dvojitá sonda


přípravek pro zavádění výstrojí vrtů GEROtherm pro tepelná čerpadla pomocí kovových injektážních tyčí

1**2**

Spodní díl musí dosednout

3

díl musí dosednout na unašeč sondy

4

zvýšenou silou

GEROtherm® PUSH-FIX - dvojitá sonda

přípravek pro zavádění výstrojí vrtů GEROtherm pro tepelná čerpadla pomocí kovových injektážních tyčí

5

dotáhnout imbusovým klíčem 4,0 mm

6

stejně levá i pravá strana

7